



## ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озёрная, 46; Телефон: 8(495) 437 56 33; Факс: 8(495) 437 31 47; E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о поверке

№ 2693/18-М

Действительно до  
« 07 » мая 2020 г.

Средство измерений **Термометры медицинские электронные модель**

*наименование, тип, модификации,*

**WT-03 base**

**ГРСИ № 64535-16**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*

**отсутствует**

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера)

**LOT 0418**

поверено **в соответствии с описанием типа**

*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с

**МИ 3555-2016 «ГСИ. Термометры медицинские  
контактные цифровые. Методика поверки»**

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

с применением эталонов:

**ГРЭ единицы температуры 3-го разряда**

*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс*

**3.1.ZZA.0007.2015**

*или погрешность эталона, применяемого при поверке*

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 21,0 °С,  
относительная влажность 67 %; атмосферное давление 99,6 кПа**

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог



*Подпись*

*Ср*

*Подпись*



**С.Н. Негода**

*Инициалы, фамилия*

Поверитель

**И.Н. Швалева**

*Инициалы, фамилия*

Дата поверки

**« 08 » мая 2018 г.**

по № XVIII 000655