

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 7231/17-М**

Действительно до  
« 09 » ноября 2019 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления**

*наименование, тип, модификация,*

**и частоты пульса модель PRO-30**

*регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений*

**ГРСИ №66709-17**

*(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)*

**отсутствует**

*серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)*

заводской номер (номера) **351700001-351703000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

*наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)*

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители артериального**

*наименование документа, на основании которого выполнена поверка*

**давления неинвазивные. Методика поверки»**

с применением эталонов: **Эталонный манометр (0-300) mmHg №ZPZ01020**

*наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс*

**расширенная неопределенность  $U=0,3$  mmHg;  $k=2$ .**

**Установка Cufflink, пределы погрешности  $\pm 1$  %**

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 23 °С,**  
**относительная влажность 78 %, атмосферное давление 96 кПа**

*приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений*

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

« 10 » ноября 2017 г.



Подпись

Подпись



**С.Н. Негода**

*Инициалы, фамилия*

**И.Н. Швалева**

*Инициалы, фамилия*

по № XVII 007479