

# Стетоскоп B.Well, модели WS-3

## Раппапорт кәсіби көп атқарымды стетофонендоскопы

Жоғары сапалы материалдардан жасалған.

WS-3 стетофонендоскопы жүрек пен өкпе дыбыстарын тыңдауға арналған.

Көпмақсатты стетоскоп өте жоғары деңгейлі сезімталдыққа ие болғандықтан, жоғары және төмен дыбыстарды, ақырын естілетін шуылдарды оңай анықтай алады.

**Қолдану аясы:** денсаулық сақтау саласының емдеу-профилактикалық мекемелері және жеке мақсатпен пайдалану.

**Қарсы көрсетімдер:** қарсы көрсетімдер анықталмаған.

**Тазалау:** 70% изопропил спиртіне малынған жұмсақ матамен сүртіңіз.

### Жиынтықтамасы:

1. Қалың қабырғалармен және металдан жасалған қысқыштармен қамтылған, стетоскопқа жалғанатын екі бөлек түтік
2. Үлкен және кішігірім диафрагмамен қамтылған, стетоскопқа арналған бастиек
3. Хромдалған бинауральды түтік
4. Құлаққа арналған жұмсақ, эргономикалық қаптамалар: кішігірім, орташа және үлкен өлшем
5. Өте сезімтал мембраналар: 2 үлкен және 2 кішігірім
6. Ауыстырмалы құйғыштар: нәрестелерге арналған өлшем, орташа өлшем, ересектерге арналған өлшем

**Кәдеге жарату:** тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратуға болады.

### Стандарттарға сәйкестік:

ISO 13485:2016. EO 93/42 директивасына сәйкес.

### Кепілдікті міндеттемелер:

Дайындаушы, стетоскоп сатып алынған күннен бастап 5 жыл бойы бұйымға\* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсетуді және 12 ай бойы кепілдікті міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз етеді. B.Well бұйымдарының қолданылу мерзімі кемінде 10 жыл.

Өз қалаңыздағы сервистік-консультациялық пункттердің мекенжайын **8 800 200-33-22** ақысыз қауырт желі телефоны арқылы және «Альфа-Медика» компаниясының **www.alpha-medica.ru** сайтынан біле аласыз

\* ақысыз негізде сервистік қызмет көрсету – бұйымға өндірушінің кесірінен келтірілген кемшіліктерді (ақауларды) кетіру.

# Стетоскоп серии WS, модель WS-3

## Профессиональный многофункциональный стетофонендоскоп Раппапорта

Изготовлен из высококачественных материалов.

Стетофонендоскоп WS-3 предназначен для прослушивания тонов сердца и легких.

Многоцелевой стетоскоп имеет очень высокую чувствительность, что позволяет с лёгкостью определять высокие и низкие тона, самые слабые шумы.

**Область применения:** лечебно-профилактические учреждения здравоохранения и индивидуальное использование.

**Противопоказания:** противопоказаний не выявлено.

**Очистка:** протрите мягкой тканью, смоченной в 70% изопропиловом спирте.

### Комплектация:

1. Трубки соединительные для стетоскопа, две отдельные, с толстыми стенками и металлическими зажимами
2. Головка для стетоскопа, с большой и малой диафрагмой
3. Трубка бинауральная, хромированная
4. Насадки для ушей, мягкие эргономичные: малый, средний и большой размер
5. Мембраны, высокочувствительные: 2 больших и 2 малых
6. Сменные воронки: размер для новорожденных, средний размер, размер для взрослых

**Утилизация:** может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами.

### Соответствие стандартам:

Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/3080 от 23.08.2018 г.

ISO 13485:2016. Соответствует директиве ЕС 93/42.

### Гарантийные обязательства:


Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание изделия\* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты приобретения стетоскопа. Срок службы приборов B.Well установлен не менее 10 лет.

Адреса сервисно-консультационных пунктов в Вашем городе Вы можете узнать по телефону бесплатной горячей линии **8 800 200-33-22** и на сайте компании «Альфа-Медика» **www.alpha-medica.ru** или **www.bwell-swiss.ru**

\* бесплатное сервисное обслуживание – устранение недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине производителя.

Дата изготовления указана в номере LOT: номер недели, последние две цифры года.

## Расшифровка символов:



Ограничение по температуре применения +5 - +40 °C

Ограничение по температуре хранения -20 - +70 °C



Может быть утилизировано вместе с бытовыми отходами



Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство



Сертификация CE



Производитель **LOT** Номер партии

Место производства:  
Уси Эксаново, Медикал Инструмент Ко., Лтд.,  
№42 Зизин роуд, Чанджинг, Зибей Таун,  
Уси Сити, 214194 Цансю, Китай.

Тұтынушылардан өнім сапасы туралы түскен шағымдарды Қазақстан Республикасы аумағында қабылдайтын ұйымның атауы және мекенжайы: Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:  
«Diomed» ЖШС, Алматы, Чайковский көшесі, 22-үй, 211-кеңсе  
тел.: +7 (727) 235 57 21.

Организация, принимающая на территории Республики Казахстан претензии от потребителя по качеству продукта: Представительство в Республике Казахстан:  
ТОО «DIOMED», Алматы, ул. Чайковского, д. 22, оф. 211  
тел.: +7 (727) 235 57 21.