

# B.Well

С заботой о каждом



## КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2020-2021



Медицинская техника  
для всей семьи

 PRO  MED  TECHNO

ТОНОМЕТРЫ

ИНГАЛЯТОРЫ


ТЕРМОМЕТРЫ

УХОД  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ДЕТСКИЕ ПРИБОРЫ

# СЕМЬЯ

## B.Well Swiss



**Здоровая семья – основа счастливой жизни. Ничто не приносит столько радости, как здоровье близких.**

Компания B.Well Swiss искренне разделяет желание людей заботиться о родных. Для этого в B.Well Swiss разработаны медицинские товары, большой ассортимент которых учитывает потребности каждого члена семьи. Беспомощные малыши, активные, но такие неосторожные подростки, пожилые родители – всем им нужны забота и внимание.

Медицинская техника B.Well – это тонометры, ингаляторы, термометры, ирригаторы, а также серия приборов для ухода за детьми до 3 лет.

Товары B.Well – гарант безупречного контроля здоровья всей семьи, это защита и способ проявления заботы и участия. Пропагандируя семейные ценности и заботу о тех, кто нуждается в помощи, компания B.Well Swiss неразрывно связывает своё развитие со здоровьем и благополучием людей и общества.

Мы хотим, чтобы продукты семьи B.Well Swiss приносили уверенность и спокойствие в каждый дом, и чтобы счастливых семей становилось больше!





ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

# С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ





## ЛИНИИ B.Well

**Мы упростили выбор, разделив свои товары на линии: МЕД, ПРО и ТЕХНО. Теперь каждый сможет найти нужную ему продукцию в зависимости от потребностей.**

### PRO

Медицинские приборы линии PRO – простые в использовании, при этом они профессионально и качественно выполняют все необходимые функции по профилактике, лечению и контролю за здоровьем ваших близких.

 PRO

### MED

Линия MED представлена приборами с расширенными функциями. Они позволяют применять современные методы диагностики, профилактики и лечения, а также осуществлять всесторонний мониторинг состояния здоровья близких вам людей.

 MED

### TECHNO

Приборы линии TECHNO используют преимущества современных высоких технологий. Поэтому они наиболее эффективны и дают принципиально новые возможности, помогая проявлять заботу о каждом члене семьи.

 TECHNO



Разработка, проверка и контроль производства продукта осуществляются B.Well Swiss AG, Швейцария. Применяемая система контроля Swiss гарантирует высокое качество, долговечность и безопасность всего семейства продуктов компании B.Well.



Компания АО «Альфа-Медика» берёт на себя обязательства по бесплатному сервисному обслуживанию продуктов торговой марки B.Well в течение 10 лет.

# ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ

Желая создавать медицинские товары наивысшего качества, основанная в 2004 г. в Англии компания B.Well, в 2012 г. переводит свой головной офис в Швейцарию – страну передовых медицинских технологий, которая давно олицетворяет спокойствие и благополучие, столь созвучные идеалу крепкой здоровой семьи. Поистине швейцарское качество семьи продуктов B.Well Swiss обеспечено сотрудничеством с высококлассными специалистами в сфере точных приборов, участием в разработках лучших врачей и профильных институтов.

## МИССИЯ КОМПАНИИ B.Well –

создавать продукты, помогающие людям заботиться о близких и беречь здоровье своих родных, делая миллионы семей счастливыми.

## ЗАБОТА

Продукция B.Well помогает проявлять заботу о близких, изменяя их жизнь к лучшему.

## ЗАЩИТА

Качество товаров B.Well даёт уверенность, что здоровье членов семьи находится под контролем и защитой.

## НАДЁЖНОСТЬ

Благодаря отличному менеджменту процесс производства в B.Well отлажен, как знаменитые швейцарские часы.

## ПРОСТОТА

Продукция B.Well проста в использовании, не требует специальных знаний или подготовки и обеспечивает высокую эффективность.

## ДОСТУПНОСТЬ

Открытость и внимательность к потребителям и партнёрам позволяют создавать медицинские товары, близкие и доступные каждому.

Компания B.Well Swiss уделяет пристальное внимание контролю качества выпускаемой продукции. Именно поэтому система менеджмента качества, внедренная на предприятии, сертифицирована на соответствие европейским и международным стандартам.



## СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА



Генеральный директор  
B.Well Swiss AG  
Бернадетт Мэдер-Холенштайн

Продукция компании B.Well соответствует международным стандартам качества ISO 13485: 2016. Внедрение данных стандартов подтверждает статус компании B.Well как надёжного партнера, который предлагает долгосрочные и взаимовыгодные отношения. Качество, эффективность и безопасность приборов B.Well в России подтверждены регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларациями о соответствии ГОСТ, а также декларациями и сертификатами соответствия техническим регламентам Таможенного союза. Средства измерений B.Well имеют свидетельства об утверждении типа средств измерений и проходят первичную поверку в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации обязательными требованиями.



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



B.Well 

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОНОМЕТРЫ



## ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ –

залог здоровья и хорошего самочувствия. Контроль гипертонии позволит предотвратить опасные недуги – инфаркт и инсульт, сердечную и почечную недостаточность. С электронными тонометрами B.Well измерение давления станет простым и комфортным.

Измерители артериального давления B.Well – это надежная защита здоровья Вашей семьи. Инженеры компании создали тонометры, которые учитывают потребности различных людей: в линейке приборов B.Well есть как простые доступные тонометры, так и модели с расширенными функциями.

Автоматические тонометры созданы для комфортного и точного измерения в домашних условиях и медицинских учреждениях, запястные приборы удобны в дороге, поездке, офисе.

Тонометры B.Well не только обладают высокой точностью измерения, но также укажут на первые признаки артериальной гипертонии и аритмии, озвучат результаты измерения.

Все модели измерителей артериального давления B.Well отличает технологичность, стильный дизайн и простота в использовании. Тонометры B.Well точны, надежны и доступны для каждого.



Тонометры B.Well были протестированы, одобрены и рекомендованы к использованию Российским кардиологическим обществом.

# ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ



Усовершенствованная точность измерения благодаря автоматическому интеллектуальному анализу трех последовательных измерений.



Измерение при нагнетании воздуха в манжету: индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения.



Согласно рекомендациям ВОЗ тонометр рассчитывает среднее значение последних трех измерений.



Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой.



Цветная подсветка дисплея сигнализирует об уровне артериального давления.




Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении.




Сосуды руки не подвергаются излишнему пережатию во время накачки манжеты. Комфортное измерение, точный результат.




Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма.



Цветная шкала сигнализирует об уровне артериального давления.



Простое управление одной кнопкой удобно для пользователя.



Конусная манжета по форме руки гарантирует комфортное и точное измерение.



## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Диапазоны артериального давления, которые необходимо помнить. Шкала ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения).

ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ	СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ	МЕРЫ
<b>3-я степень:</b> тяжелая гипертония	выше или равно 180	выше или равно 110	Немедленно обратитесь к врачу
<b>2-я степень:</b> средняя гипертония	160-179	100-109	Обратитесь к врачу
<b>1-я степень:</b> лёгкая гипертония	140-159	90-99	Консультация у врача
<b>Высокое нормальное</b>	130-139	85-89	Консультация у врача
<b>Нормальное</b>	ниже 130	ниже 85	Самостоятельный контроль
<b>Оптимальное</b>	ниже 120	ниже 80	Самостоятельный контроль



## MED-55 с манжетой на плечо

### Интеллектуальное измерение

- Полноценный контроль давления для двоих: память по 60 измерений для каждого с датой и временем
- Универсальная конусная манжета размера M-L (22-42 см)
- Комплектация с адаптером или без адаптера

MED



Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета



Современный алгоритм измерения

**Intellect Active** | При нагнетании воздуха в манжету

Индивидуальный уровень нагнетания для быстрого и бережного измерения



Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой


Тонометр MED-55 обеспечивает усовершенствованную точность измерения благодаря технологии 3check. Поскольку артериальное давление постоянно колеблется, результат, полученный подобным способом, более надежен, чем результат, полученный однократным измерением. Вы можете выбрать удобный для себя режим измерения: 3check с тройным измерением и интеллектуальным анализом или режим однократного измерения.

<b>Измерение 1</b>
Пауза 15 секунд
<b>Измерение 2</b>
Пауза 15 секунд
<b>Измерение 3</b>
<b>Анализ 3-х измерений</b>
<b>Результат точный, как у доктора</b>



#### Уникальная технология

- 3 последовательных измерения в автоматическом режиме
- Анализ полученных измерений по специальному алгоритму
- Расчет максимально точного артериального давления
- При необходимости прибор в автоматическом режиме проведет дополнительное 4-е измерение



Цветная подсветка дисплея – зеленым, желтым или красным цветом – сигнализирует об уровне артериального давления





## MED-53 с манжетой на плечо

Точный и современный

- Intellect Active – быстрое и бережное измерение
- Питание от Micro USB: удобно и всегда под рукой
- Контроль точности: прибор покажет, правильно ли надета манжета
- Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении
- Универсальная конусная манжета размера M-L (22-42 см)
- Возможна комплектация с сетевым адаптером Micro USB



Подсветка дисплея



Дневник измерений



Индикатор аритмии



Универсальная манжета по форме руки

MED




## MED-57 с манжетой на запястье

Точный и современный

- Intellect Active – быстрое и бережное измерение
- Подсветка дисплея для удобного измерения при любом освещении
- Полноценный контроль давления: память на 30 измерений с датой и временем, расчет среднего значения трех измерений
- Индикатор аритмии – раннее выявление нарушений сердечного ритма



Подсветка дисплея



Дневник измерений



Среднее 3 измерений

MED




ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



## PRO-35 с манжетой на плечо

Высокая точность и анализ измерения

- Надежный помощник для тех, кто следит за своим давлением
- Два варианта комплектации: с манжетой размера М (22-32 см) с сетевым адаптером и манжетой размера M-L (22-42 см)



Цветная шкала сигнализирует об уровне давления.



Классический алгоритм измерения.

**Intellect Classic** | При выпуске воздуха из манжеты

Комфортное измерение, точный результат.



Память 30 измерений – электронный дневник давления за 2 недели.

## КОНУСНАЯ МАНЖЕТА



Конусная манжета повторяет форму руки и идеально облегает ее.

Конусная манжета делает измерение

- точным: манжета равномерно распределяет давление воздуха;
- комфортным и безболезненным: манжета не пережимает руку сверху.



## PRO-33 с манжетой на плечо

Высокая точность измерения

- Intellect Classic – комфортное измерение, точный результат
- Простое управление одной кнопкой
- Два варианта комплектации:  
стандартный: конусная манжета размера М (22-32 см)  
расширенный: сетевой адаптер и конусная манжета размера М-Л (22-42 см)



PRO



## PRO-36 с манжетой на плечо

Говорящий

- Тонومتر озвучивает результаты измерения
- Удобная регулировка уровня громкости
- Intellect Classic – комфортное измерение, точный результат
- Цветная шкала сигнализирует об уровне давления
- Универсальная конусная манжета размера М-Л (22-42 см)
- Сетевой адаптер в комплекте



PRO





## PRO-30

### полуавтоматический с манжетой на плечо

Высокая точность измерения

- Простое управление одной кнопкой
- Стандартная конусная манжета размера M (22-32 см)
- Нагнетатель для комфортного впуска-выпуска воздуха



PRO



## PRO-39

### с манжетой на запястье

Высокая точность измерения

- Компактный и удобный прибор для дома, дороги и офиса
- Intellect Classic – комфортное измерение, точный результат
- Манжета на запястье окружностью 14-19,5 см



PRO



## A-23 с манжетой на плечо

Позаботьтесь о своем здоровье!

- Память для двух пользователей
- Рассчитает среднее давление
- Выявит аритмию на ранней стадии
- Дата и время
- Увеличенная манжета 22-36 см



## A-27 с манжетой на запястье

Позаботьтесь о своем здоровье!

- Память на 60 измерений
- Выявит аритмию на ранней стадии
- Дата и время
- Манжета на запястье  
около 14-19,5 см



**B.Well** 



Анатомическая конусная манжета гарантирует комфортное и точное измерение. Она удобна при надевании и измерении, так как идеально облегает руку. Размер M-L подходит практически всем, такой манжетой могут пользоваться люди разной комплекции.

## КОНУСНЫЕ МАНЖЕТЫ

Комфортное и точное измерение

- Конусная манжета повторяет форму руки
- Представлена в размерах M и M-L
- Размер M-L подходит большинству пользователей

МОДЕЛЬ	Размер	Обхват руки
WA-C-ML	M-L	22-42 cm
WA-C-M	M	22-32 cm

## СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

- Позволяют экономить на батарейках
- Легкие и компактные адаптеры удобно использовать и просто взять с собой

### AD-53/55

Сетевой адаптер с Micro USB для тонометров линии MED (MED-53, MED-55)

- 100-240В, 50/60 Гц переменного тока
- 6В, 600 мА постоянного тока



### AD-155

Сетевой адаптер для тонометров линии PRO и A (PRO-33, PRO-35, PRO-36, A-23)

- 100-240В, 50/60 Гц переменного тока
- 6В, 600 мА постоянного тока



## РЕКОМЕНДАЦИЯ

- Для получения правильных результатов:
- Перед измерением расслабьтесь в спокойной обстановке в течение приблизительно десяти минут.
  - Сядьте на стул ровно, не скрещивайте ноги, ступни ног должны быть на полу.
  - Проверьте, что манжета надета правильно: символ ARTERY MARK на манжете должен быть там, где проходит артерия.
  - Во время измерения не двигайтесь и не разговаривайте.



# МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ



## МЕХАНИЧЕСКИЕ ТОНОМЕТРЫ И СТЕТОСКОПЫ

Механические тонометры и стетоскопы B. Well – это линейка профессиональных продуктов для специалистов.

Механические приборы B. Well завоевали доверие и популярность у медицинских работников во многих странах. Эти приборы соответствуют высоким стандартам профессиональной точности и надежности. Модельный ряд механических приборов B. Well позволит выбрать прибор для

домашнего использования тем, кто имеет необходимые навыки и предпочитает классический способ измерения. Механические тонометры B. Well точны, удобны и долговечны.

Главное достоинство стетоскопов B. Well – отличные звуковые характеристики. При этом они доступные, качественные и представлены в разных цветах, что позволяет выбрать каждому свой вариант.





ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



## MED-62 СТЕТОСКОП В КОМПЛЕКТЕ

### Надежный и долговечный

- Манжета с металлическим кольцом удобна для домашнего и профессионального применения
- Латексная камера прочная и долговечная
- Удобная сумка-чехол в комплекте



Клапан с плавным выпуском воздуха обеспечивает комфорт в использовании



Фильтр защитит нагнетатель от пыли – точный результат без помех



Металлический корпус для долгой службы тонометра

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАНЖЕТА



Информация нанесена на манжету и устойчива к истиранию



Универсальный размер 22-42 см подойдет большинству взрослых




Специальный крой со скругленным краем – манжету удобно надевать



## MED-63 встроенный стетоскоп

Надежный и долговечный

- Универсальная манжета для людей разной комплекции
- Манжета с металлическим кольцом удобна для домашнего и профессионального применения
- Головка стетоскопа вшита в манжету – дополнительный комфорт при измерении
- Удобная сумка-чехол в комплекте




♥ MED



## MED-61 для врача

Надежный и долговечный

- Универсальная манжета для людей разной комплекции
- Манжета без кольца удобна для профессионального применения
- Удобная сумка-чехол в комплекте



♥ MED




B.Well 



## PRO-60 стетоскоп в комплекте

Удобный и доступный

- Универсальная манжета для людей разной комплекции
- Манжета с металлическим кольцом удобна для домашнего и профессионального применения
- Стетоскоп включен в комплект – прибор готов к работе



Разумная цена



Прослужит долго



Универсальная манжета

PRO



## WS-1 стетоскоп с односторонней головкой

Отличная передача звука

- Эргономичные мягкие ушные оливки
- Легкий и компактный
- Удобные хромированные ушные трубки
- Прочная Y-образная литая трубка из PVC
- Пластиковая сумочка для хранения в комплекте



Односторонняя головка



Прослужит долго



Отличная акустика



Мягкие ушные оливки

 Бордовый

 Синий

MED



## WS-2 стетоскоп с двусторонней головкой

### Отличная передача звука

- Головка с пластиковым кольцом для комфорта пациента
- Эргономичные мягкие ушные оливки
- Удобные хромированные ушные трубки
- Прочная Y-образная литая трубка из PVC
- Пластиковая сумочка для хранения в комплекте



Красный      Сиреневый


MED



## WS-3 стетоскоп Раппапорта

### Отличная передача звука

- Многоцелевой, выполняет функции 5 различных стетоскопов
- Две отдельные трубки передают звук с высокой четкостью
- Эргономичные мягкие ушные оливки
- 3 сменных воронки разных размеров
- 3 комплекта ушных оливок разных размеров
- 2 запасные пластиковые мембраны
- Пластиковая сумочка для хранения в комплекте



Красный      Сиреневый  
Синий      Темно-серый

MED

B.Well 

# ИНГАЛЯТОРЫ



## ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ –

наиболее эффективный способ лечения и профилактики заболеваний дыхательной системы. С ее помощью лекарство доставляется точно в орган-мишень, что обеспечивает быстрое выздоровление и отсутствие побочного воздействия препарата на другие органы.

Медицинские ингаляторы (небулайзеры) B.Well уже давно зарекомендовали себя на рынке как надежные и эффективные приборы. Приборы создаются и модернизируются при взаимодействии с высококлассными инженерами и врачами-пульмонологами, что позволяет предложить наиболее результативные и доступные решения для здоровья близких людей.

В ассортименте B.Well представлены ингаляторы всех типов для лечения верхних и нижних дыхательных путей: компрессорные, меш и паровые. Каждый сможет подобрать для себя, ребенка или другого родного человека наиболее подходящий прибор.

Все небулайзеры B.Well соответствуют Европейскому стандарту по небулайзерной терапии EN- 13544-1.

Ингаляторы B.Well моделей PRO-110, PRO-115, MED-121, MED-125 прошли клиническое тестирование в России и рекомендованы к использованию в стационарах как эффективное средство терапии бронхолегочных заболеваний.






## WN-114 adult / меш

Эффективный  
и инновационный

- Средний размер частиц меньше 5 мкм – эффективная терапия нижних дыхательных путей
- Портативный (137 г) – легко взять с собой в дорогу, удобно для профилактики приступов астмы
- Бесшумный и работает при наклоне до 45° – можно проводить ингаляцию лежа, приняв удобное положение.



Бесшумный



Портативный



Подходят все лекарства



Экономит лекарство



Удобная сумка в комплекте

TECHNO



## WN-114 child / меш

Специальная детская версия

- Две маски – комфортно для детей и взрослых
- Адаптер в комплекте
- Работает от батареек и от сети – поможет и дома, и в дороге



Бесшумный



Для детей и взрослых



Подходят все лекарства



Экономит лекарство



Удобная сумка в комплекте

TECHNO

**B.Well** 

**НОВИНКА!**



## MED-120 компрессорный

Эффективный и  
суперкомпактный

- Современный распылитель для эффективной терапии нижних дыхательных путей
- Держатель распылителя для удобства использования
- Легко хранить и брать с собой в поездку



≤2,9  
микрон

средний  
размер частиц



Питание от Micro USB удобно и всегда под рукой



Подходят все лекарства для небулайзерной терапии



Широкая комплектация для детей и взрослых  
2 маски: детская и взрослая, мундштук, насадка для носа

Благодаря использованию новейших технологий небулайзер MED-120 гарантирует высокопрофессиональное лечение заболеваний органов дыхания в домашних условиях.

Ультрасовременный ингалятор MED-120 обеспечивает и бережное эффективное лечение, и комфортное использование для всей семьи.


 MED



## MED-121 компрессорный

### Высокоэффективное лечение

- Компактный и легкий
- Индивидуальная эффективная терапия нижних дыхательных путей благодаря распылителю «Family» (MMAD = 3 микрона) и регулировке скорости потока




♥ MED



## MED-125 компрессорный


### Специальная детская версия

- Идеально для детей с рождения – в комплекте младенческая и детская маски



♥ MED

### РАСПЫЛИТЕЛЬ «FAMILY» (MED-121, MED-125) С РЕГУЛЯТОРОМ СКОРОСТИ РАСПЫЛЕНИЯ



Скорость распыления лекарственного препарата можно легко регулировать от 0,08 мл/ мин до 0,3 мл/мин. При этом размер частиц не меняется.

Скорость распыления зависит от положения створки на клапане крышки распылителя.

Полностью открытая створка обеспечивает высокую скорость, и предназначена для терапии больных с большим объемом дыхания.

Закрытая створка дает низкую скорость распыления и больше подходит для детей, младенцев, пожилых людей с низким объемом дыхания.




**B.Well** 



## PRO-110 компрессорный

Профессиональное  
и быстрое лечение

- Современный распылитель «Basic» (MMAD 3.16 микрон) для эффективной терапии нижних дыхательных путей
- Быстрая и интенсивная ингаляция – скорость распыления 0,4 мл/мин
- Широкая комплектация включает насадку для носа, 2 маски для взрослых и детей, мундштук
- Насадка для носа поможет вылечить насморк
- Надежный компрессор для долгой службы





PRO



## PRO-115 компрессорный

Эффективное  
и безопасное лечение

- Небулайзер-игрушка: вызывает интерес и превращает лечение в игру!
- Современный распылитель «Basic» (MMAD ~ 3,16 микрон) – эффективная терапия нижних дыхательных путей
- Насадка для носа поможет вылечить насморк
- Три маски – комфортно для всех членов семьи с рождения
- Надежный компрессор для долгой службы
- Самый популярный в России небулайзер для детей!



PRO



## WN-117 компрессорный

Эффективная ингаляция  
по оптимальной цене

- Оптимальный распылитель для эффективного лечения – средний размер частиц (MMAD) 4,3 мкм
- Скорость распыления 0,3 мл/мин
- Надежный компрессор для долгой службы
- Две маски – комфортно для детей и взрослых
- Держатель распылителя для удобства использования

PRO



## WN-118 паровой

Быстрая помощь  
при простуде

- Эффективная помощь при насморке, фарингите, ларингите
- Мягкий пар 43 °С – не обжигает и благотворно влияет на кожу
- Два температурных режима – комфортно для детей и взрослых
- Можно использовать отвары трав, ароматические масла, минеральную и морскую воду для лечения и ухода
- Маска для косметических процедур – забота о красоте кожи

PRO



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



**B.Well** 



## WN-112K компрессорный

Комфортный и эффективный

- Эффективная терапия нижних дыхательных путей с инновационным распылителем SuperJet
- Экономичный расход лекарства благодаря системе клапанов: усиление потока на вдохе и прекращение потока на выдохе.
- Удобный отсек для хранения комплектующих
- Три маски – комфортно для всех членов семьи с рождения
- Насадка для носа поможет вылечить насморк



 MED

## КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ ИНГАЛЯЦИЮ



- Время ингаляции в среднем составляет 10-15 минут.
- Процедура проводится через 1 – 1,5 часа после еды или физической нагрузки.
- После завершения процедуры человек должен оставаться в помещении не менее 15 минут.
- Во время ингаляции следует спокойно сидеть, не разговаривать и держать небулайзер и/или распылительную камеру прямо.
- Во время ингаляции дышать следует глубоко, медленно, через рот. Маска должна плотно прилегать к лицу.
- После ингаляции стероидных препаратов и антибиотиков надо тщательно прополоскать рот, при использовании маски – умыться, не затрагивая зону глаз.
- Для предотвращения кристаллизации препаратов и бактериального загрязнения устройства сразу после процедуры следует промыть распылитель чистой водой и высушить.
- Если одним аппаратом пользуются несколько человек, после каждой процедуры необходимо проводить описанную в инструкции очистку и дезинфекцию распылителя.



## ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

ПРЕПАРАТЫ (ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО / ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ)	НЕБУЛАЙЗЕР		ИНГАЛЯТОР
	КОМПРЕССОРНЫЙ	MESH (МЕШ)	ПАРОВОЙ
Ингаляционные кортикостероиды: Пульмикорт, Кленил УДВ и др.	+	+	–
Муколитики: Амброксол, Лазолван, Флуимуцил, Пульмозим и др.	+	+	–
Антибиотики, антисептики: Колистин, Флуимуцил-антибиотик, Брамитоб, Тоби и др.	+	+	–
Стабилизаторы мембран тучных клеток: Кромоглициевая кислота, Кромогексал и др.	+	+	–
М-холинолитики: Ипратропиум бромид, атровент, Ипратропиум и др.	+	+	–
В2-адреномиметики: Сальбутамол, Вентолин-небулы, Стери-неб, Фенонерол, Беротек и др.	+	+	–
Комбинированные препараты: Фенотерол+ ипратропиум бромид, Беродуал, Сальбутамол, Ипрамол Стери-неб и др.	+	+	–
Физиологический раствор 0,9%	+	+	+
Масляные растворы	–	–	+
Травяные настои	–	–	+

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ИНГАЛЯТОРОВ

АРТИКУЛ / КОМПЛЕКТАЦИЯ*	PRO-110	PRO-115	WN-117	WN-118	MED-120	MED-121	MED-125	WN-112K	WN-114 child	WN-114 adult (базовая)
РАСПЫЛИТЕЛЬ	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
ЕМКОСТЬ ДЛЯ ЛЕКАРСТВ	–	–	–	✓	✓	–	–	–	–	–
МАСКА ДЕТСКАЯ	✓	✓	✓	–	✓	–	✓	✓	✓	*
МАСКА МЛАДЕНЧЕСКАЯ	*	✓	*	–	–	*	✓	✓	–	–
МАСКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО	✓	✓	✓	–	✓	✓	*	✓	✓	*
МАСКА (для ингаляции)	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
МАСКА КОСМЕТИЧЕСКАЯ	–	–	–	✓	–	–	–	–	–	–
МУНДШТУК	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
НАСАДКА ДЛЯ НОСА	✓	✓	*	–	✓	*	*	✓	–	–
ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
НАБОР ФИЛЬТРОВ (5 ШТ)	✓	✓	✓	–	✓	✓	✓	✓	–	–
БАТАРЕЙКИ (2 ШТ)	–	–	–	–	–	–	–	–	✓	✓
СЕТЕВОЙ АДАПТЕР	–	–	–	–	✓	✓	✓	–	✓	*
СУМКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	–	✓	✓
НАКЛЕЙКИ	–	✓	–	–	–	–	✓	–	–	–
КАБЕЛЬ USB	–	–	–	–	✓	–	–	–	–	–

Обозначения: ✓ входит в комплект; \* дополнительный аксессуар; – не требуется

\* Наименования комплектующих в каталоге могут отличаться от наименований комплектующих в РУ

# ИНФРАКРАСНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ



Многие родители знают, что маленького ребенка трудно усадить хотя бы на несколько минут. Но ведь температуру маленькому непоседе нужно измерять очень часто. Понимая это, B.Well создает инфракрасные термометры, которые мгновенно, за несколько секунд, измеряют температуру. Используя передовые технологии, эти приборы также могут измерить температуру воды, воздуха и предметов.


Такая функция особенно пригодится ответственным родителям, которые контролируют температуру питания перед кормлением, воды перед купанием и воздуха в комнате.

Инфракрасные термометры B.Well – идеальные помощники для современных родителей.

## ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЯ



Инфракрасные термометры измеряют температуру тела, воды, воздуха и даже поверхности предметов. Это универсальные приборы, которые заменят несколько термометров.




Все инфракрасные термометры – самые комфортные, они мгновенно измеряют температуру за 1 секунду.




С электронными термометрами B.Well измерить температуру быстро и удобно. Они не содержат ртути и стекла, а значит безопасны и подходят даже для самых маленьких.




Инфракрасные термометры B.Well имеют широкие диапазоны измерения.



Память до 32 измерений. Записанные в памяти прибора измерения позволят отследить динамику температуры, а также показать их врачу.




Ночная подсветка термометра поможет использовать прибор даже ночью.



Звуковые сигналы сопровождают процесс измерения, помогают правильно использовать термометр.



Гибкий наконечник обеспечивает комфорт при измерении. Он гнется до 45° и легко принимает форму тела.



Термометр не боится воды. Специальные водонепроницаемые вставки защищают термометр от попадания воды внутрь.

## НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ	НОРМА
1 Аксиллярно	35.2-36.8 °C
2 Орально	35.7-37.3 °C
3 Ректально	36.2-37.7 °C
4 На лбу	35.7-37.7 °C
5 В ушном канале	35.7-37.7 °C

При измерении температуры инфракрасным термометром значения являются приблизительно такими же, как при измерении оральным способом.





B.Well 

**НОВИНКА!**






## WF-4000

Профессиональное измерение

- Память на 32 измерения позволит отследить динамику температуры
- Специальный сигнал оповестит о том, что температура повышена
- Установка значения отклонения: для тех людей, которые имеют индивидуальные особенности при измерении температуры тела

TECHNO



Измерит температуру тела человека, воды и воздуха, поверхности предметов



Бесконтактное измерение: точный результат всего за 1 секунду



Удобное измерение ночью: большой дисплей с подсветкой, звуковой сигнал можно отключить

Термометр позволяет узнать температуру ребенка за несколько секунд. WF-4000 измеряет температуру без прикосновения, не прерывая спокойного сна малыша.

Звуковые сигналы можно отключить, а подсветка поможет увидеть показания температуры даже при измерении ночью.




## WF-5000


Точный и удобный бесконтактный термометр

- Измерит температуру тела человека, воды и воздуха, поверхности предметов
- Память на 10 измерений позволит отследить динамику температуры
- Ночная подсветка и отключение звукового сигнала сделает удобным измерением даже ночью

TECHNO



## УНИКАЛЬНЫЙ ДАТЧИК РАССТОЯНИЯ



Благодаря специальному датчику термометр WF-5000 автоматически находит правильное расстояние для измерения температуры. С WF-5000 нет необходимости измерять расстояние самостоятельно и беспокоиться о правильности результатов. Эта уникальная функция WF-5000 делает измерение температуры простым и удобным.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ



- Перед измерением температуры пациент и термометр должны находиться в условиях постоянной комнатной температуры в течение не менее 30 минут.
- Делайте интервал в 1 минуту между измерениями. При проведении серии измерений в течение короткого периода времени могут иметь место небольшие отклонения.
- Не забывайте протирать измерительный датчик прибора согласно инструкции.



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА




B.Well 



## WF-1000

### Мгновенное и точное измерение

- Измеряет двумя способами: в ушной раковине или на виске
- Измеряет температуру тела человека, воды и воздуха, поверхности предметов
- Подсказывающий дисплей делает измерение простым и понятным






 MED



## WF-2000

### Быстрое и точное измерение

- Измеряет температуру тела человека, воды и воздуха, поверхности предметов
- Диапазон измерения от  $-22^{\circ}\text{C}$  до  $80^{\circ}\text{C}$  дает широкие возможности для использования термометра
- Измеряет температуру на виске, быстро и комфортно



 MED



# ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

Электронные термометры B.Well – идеальная замена ртутным градусникам. Термометры B.Well не содержат ртути и стекла, а значит безопасны даже для самых маленьких. Электронные термометры B.Well точно и быстро измеряют температуру, воспроизводят результат на легко читаемом дисплее, имеют привлекательный дизайн. B.Well также позаботился о комфорте во время измерения – все электронные термометры B.Well небольшие и легкие. Термометры B.Well имеют память на последнее измерение, функцию автоотключения и защитный футляр в комплекте.

Электронные термометры B.Well – в каждую семейную аптечку.



**B.Well** 






## WT-06 flex

### Точный и быстрый

- Гибкий наконечник для бережного прикосновения
- Звуковой сигнал и специальный сигнал при повышенной температуре
- Футляр для удобного хранения

PRO



Забавный утенок или кролик понравится ребенку



Сделан из безопасных материалов



Покажет последнее измерение

Термометр WT-06 flex имеет гибкий наконечник и обеспечивает бережное прикосновение к коже. Измерение температуры занимает от 10 секунд, что позволяет не отвлекать малыша от его важных занятий надолго.

Благодаря детскому дизайну и яркому цветовому решению термометр понравится ребенку. Яркий утенок или веселый кролик станет лучшим другом и превратит измерение в игру.



## РЕКОМЕНДАЦИЯ



- Важно следить, чтобы датчик термометра был в плотном контакте с телом. При оральном измерении нужно держать рот закрытым, а при измерении аксиллярно – плотно закрытой подмышечную впадину.
- После звукового сигнала термометр необходимо держать еще 1-2 минуты. Звуковой сигнал означает не окончание измерения, а окончание этапа быстрого набора температуры.



## WT-04 standart

Точный и комфортный

- Гибкий наконечник для бережного прикосновения
- Противоскользящие вставки – удобно держать
- Покажет последнее измерение
- Футляр для удобного хранения



PRO

ТОНОМЕТРЫ




ИНГАЛЯТОРЫ



## WT-03 base

Точный и надежный

- Покажет последнее измерение
- Автоотключение экономит заряд батареи
- Футляр для удобного хранения



PRO

ТЕРМОМЕТРЫ



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА





**B.Well** 



## WT-05 accuracy

Точный и доступный

- Покажет последнее измерение
- Автоотключение экономит заряд батареи
- Футляр для удобного хранения






PRO



## WT-09 quick

Удобно для малыша

- Термометр в виде соски успокоит малыша
- Покажет последнее измерение
- Сделан из безопасных материалов
- Удобно хранится в футляре



MED



## РЕКОМЕНДАЦИЯ

Существуют различные способы измерения температуры тела: аксиллярно (подмышечное измерение), орально (в полости рта) и ректально (в прямой кишке).

Рекомендуем измерять температуру тела орально, а маленьким детям – ректально. Это более надежные способы измерения, так как датчик термометра не контактирует с окружающим воздухом. Нормы температур для каждого типа измерения указаны в таблице ниже.

# ИРРИГАТОРЫ

Ирригаторы B.Well – это приборы для эффективной ежедневной гигиены полости рта, необходимые каждому человеку для сохранения здоровья и красоты зубов!

В ротовой полости есть места, недоступные для полноценной очистки только зубной щеткой. Недостаточное очищение полости рта приводит к развитию кариеса и заболеваний десен. Именно поэтому стоматологи рекомендуют ежедневно использовать ирригатор.

Работа ирригатора основана на импульсном принципе: под высоким давлением подается пульсирующая струя жидкости, благодаря чему эффективно удаляются остатки пищи, зубной налет и бактерии, а полость рта заметно очищается.

Ирригатор позволяет осуществлять полноценную гигиену полости рта и массаж десен. Это эффективно, просто и безопасно!



Ирригаторы B.Well одобрены Стоматологической Ассоциацией России. Эта экспертная оценка подтверждает все заявленные свойства продукта, свидетельствует о высоком качестве товара. Знак одобрения СТАР – рекомендация к широкому использованию продукта для стоматологического здоровья.



ОДОБРЕНО  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  
АССОЦИАЦИЕЙ  
РОССИИ

**B.WELL**  
**SWISS** CONTROLLED **ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА**



## WI-912 ирригатор для полости рта


Современный комплексный уход за зубами и деснами

- Максимальная мощность 720 кПа для полноценной очистки
- Подставка для насадок
- Вращение насадок 360° для полноценной гигиены

TECHNO



Оптимальная мощность



Бесконтактная зарядка



3 режима работы



Вращение насадки



Удобная сумка для хранения и переноски



Бесконтактное индукционное зарядное устройство совмещено с подставкой для ирригатора



Возможность крепления на стену



### Зачем нужен ирригатор:

- Профилактика кариеса и болезней десен
- Удаление мягкого зубного налета, провоцирующего распространение бактерий
- Предотвращение образования зубного камня
- Устранение неприятного запаха изо рта
- Необходимый уход при наличии имплантов, коронок, мостов, брекет-систем и ретейнеров
- Полноценное и эффективное очищение межзубных промежутков
- Оздоровляющий массаж десен



**НОВИНКА!**




## WI-933 ирригатор для полости рта

Комплексный уход  
для всей семьи

- Питание и работа как от сети, так и автономное
- 10 режимов для выбора индивидуального уровня интенсивности
- Увеличенная ёмкость для воды 800 мл особенно удобна при наличии ортодонтических конструкций и для детей
- Удобная крышка-футляр для хранения насадок

TECHNO



## ТИПЫ НАСАДОК И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ:

 <p>Стандартные насадки для ухода за полостью рта Входят в базовую комплектацию для моделей 911, 912, 922, 933</p>	 <p>Насадка для чистки языка и свежести дыхания Входит в базовую комплектацию для моделей 912, 922, 933</p>	 <p>Насадка ортодонтическая для брекетов Входит в базовую комплектацию для моделей 912, 922, 933</p>
 <p>Насадка пародонтологическая для десен Входит в базовую комплектацию для моделей 912, 922, 933</p>	 <p>Насадка для имплантов, мостов, коронок, виниров Входит в базовую комплектацию для моделей 912, 922, 933</p>	 <p>Насадка-щетка для чистки зубов и ирригации Входит в базовую комплектацию для модели 933</p>



## WI-911 ирригатор для полости рта

Тщательная очистка зубов  
и десен

- Портативный. Занимает мало места в ванной комнате, легко брать в дорогу
- Оптимальная мощность. 620 кПа для полноценной очистки зубов
- 3 режима для комфортной процедуры: Normal – эффективное очищение, Soft – для чувствительных зубов, Pulse – оздоравливающий массаж десен
- 2 стандартные насадки в комплекте
- Зарядное устройство в комплекте – до месяца без подзарядки



Компактный



Вращение насадки 360°



3 режима работы



Оптимальная мощность

PRO



## WI-922 ирригатор для полости рта

Профессиональная забота  
о здоровье зубов и десен

- Плавная регулировка мощности потока и выбор индивидуального уровня интенсивности
- Вращение насадок 360° для полноценной чистки
- Удобный держатель для ручки прибора
- Противоскользящие устойчивые ножки
- Удобная крышка-футляр для хранения насадок



Вращение насадки 360°



Для детей и взрослых



Объем емкости 600 мл



Регулируемая мощность

PRO

# ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Электрические зубные щетки B.Well для взрослых обеспечивают эффективное очищение зубов и межзубного пространства, способствуют удалению налета.

При этом они практически не имеют противопоказаний к применению и подходят даже для чистки чувствительных зубов.

Оптимально подобранная направленность и количество движений головки гарантируют более эффективный результат чистки по сравнению с обычными мануальными щетками.

Инновационная щетина DuPont эффективно чистит и деликатно удаляет налет. Расположение щетинок по кругу у позволяет им на 100% охватывать каждый зуб для более глубокой чистки.

Зубные щетки B.Well одобрены Стоматологической Ассоциацией России. Эта экспертная оценка подтверждает все заявленные свойства продукта, свидетельствует о высоком качестве товара. Знак одобрения STAR - рекомендация к широкому использованию продукта для стоматологического здоровья.



**B.WELL**  
**SWISS**  
CONTROLLED **ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА**



**B.Well** 

**НОВИНКА!**




## MED-820

### электрическая зубная щетка

#### Чистота и свежесть

- Технология возвратно-вращательных движений головки для эффективной чистки поверхности зуба со всех сторон
- Цветовой индикатор для контроля уровня зарядки
- 2 насадки в комплекте, удобно для своевременной замены
- Индукционная беспроводная зарядка – удобно и просто зарядить



 MED

**НОВИНКА!**




## PRO-810

### электрическая зубная щетка

#### Простота использования

- Технология возвратно-вращательных движений для эффективной очистки поверхности зуба со всех сторон.
- Удобная прорезиненная ручка не скользит при соприкосновении с водой при чистке
- Таймер на 2 минуты гарантирует эффективность чистки в соответствии с рекомендациями стоматологов



 PRO





ТОНОМЕТРЫ

ИНГАЛЯТОРЫ

ТЕРМОМЕТРЫ

УХОД  
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

ДЕТСКИЕ ПРИБОРЫ

## ДЕТСКИЕ ПРИБОРЫ

Быть родителем – задача сложная. У маленьких детей очень хрупкое здоровье, заботу о котором никак нельзя упускать из виду.

Компания B.Well Swiss заботится о малышах и их родителях и предлагает эффективные и удобные приборы для ухода за детьми. Приборы сделаны из высококачественных

материалов, они просты в управлении и максимально безопасны. Яркий детский дизайн понравится малышам, а сочетание оптимальной функциональности и доступной цены порадует родителей.

С приборами B.Well быть родителем станет гораздо проще, а ребенок будет здоров и счастлив.



ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА




## WC-150 назальный аспиратор

Очистит нос,  
освободит дыхание

- Безопасное очищение носа при насморке у детей
- Компрессорный мотор создает оптимальное давление для эффективного и бережного очищения носа
- Простое управление одной кнопкой
- Сумка для хранения в комплекте

PRO



Наконечники из мягкого силикона для комфорта и безопасности



Специальная конструкция – легко отсоединить и промыть



12 детских мелодий отвлекут малыша

### Насадки и их назначение

Широкий наконечник рекомендуется использовать для удаления густого носового секрета



Узкий наконечник рекомендуется использовать для удаления жидкого носового секрета





«Альфа-Медика» – официальный дистрибьютор компании B.Well Swiss в России.

«Альфа-Медика» уверенно входит в тройку лидеров в своем сегменте, имея за плечами более 20 лет опыта в продажах, продвижении и последующем обслуживании медицинской техники и ортопедической продукции.

Основанная в 1996 году в Москве, сегодня «Альфа-Медика» имеет филиалы по всей России. Собственные региональные отделения компании и торговые представительства действуют в 57 городах страны – от Мурманска до Краснодара, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Продукция представлена в крупнейших аптечных сетях и интернет-магазинах России, торговая сеть насчитывает более 30 000 точек продаж.

«Альфа-Медика» предлагает комплексную поддержку продаж. Для удобства наших партнеров и покупателей - развитая система логистики, более 60 собственных сервисных центров во всех крупных городах России, комплекс маркетинга и обучения.

Адрес центрального офиса:  
г. Москва, ул. Авангардная, 3. Контактный телефон: **(495) 645-8699**

Узнайте адреса других филиалов на сайте [www.alpha-medica.ru](http://www.alpha-medica.ru)

# B.Well

С заботой о каждом

**Узнайте больше о B.Well:**

[www.alpha-medica.ru](http://www.alpha-medica.ru)  
[www.bwell-swiss.ru](http://www.bwell-swiss.ru)

**Бесплатная горячая линия  
для потребителей:**

Для Москвы: **(495) 645 87 01**  
Для России: **8 800 200 3322**

